

ROLLO DE GASA DE ALGODÓN ABSORBENTE

ABSORBENT COTTON GAUZE ROLL

100 Yds x 1 Yds

2 pliegues

Las gasas absorbentes (Gasa en rollo) se fabrican y utilizan en la clínica desde hace más de 100 años. Están hechos de fibra de algodón puro que se manipula mediante hilado, tejido, trabajo absorbente y blanqueo, son inodoros y no tienen mal olor ni materias colorantes.

Indicadas para limpiar y aislar la superficie de heridas. Absorber la sangre y fluidos biológicos durante intervenciones médicas.

CARACTERÍSTICAS

- Hilo de algodón: 40'S.
- Malla: 20 x 16
- Gasa tipo VI según USP.
- Color: Blanco
- Gran capacidad de absorción
- Sin pelusas ni partículas extrañas
- Uso médico
- Material suave y resistente
- No estéril, aséptico
- Esterilizable por oxido de etileno, radiación gamma o calor humedo (Autoclave) sin dañar su calidad y propiedades

USO

El usuario puede preparar una esponja de gasa, una tira de gasa y un vendaje, todos estos productos se utilizan para limpiar heridas y absorber sangre en la herida, actúa como aislamiento de la herida, fijación por fractura de hueso.

PRECAUCIONES


- Usar antes de la fecha de caducidad, el paquete debe estar sellado y sin roturas
- No se puede usar el producto humedecido y moldeado
- Para uso individual, no reutilizar.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio, fresco y seco.

FABRICANTE

Shaoxing Gangfeng Hospital Products Co., Ltd.



*Imagen referencial.



DIMENSIONES

HILOS	DOBLEZ	MEDIDAS		MEDIDAS EQUIVALENTE	
		LONGITUD (Yds)	ANCHO (Yds)	LONGITUD	ANCHO
40'S	2 PLIEGUES	100Yds	1Yds	100m	100cm



*Imagen referencial.